## CALUX細胞メカニズム

## ダイオキシン類の毒性発現

ダイオキシン類等のリガンドは脂溶解性の性質を持っています。つまり、細胞膜を通り抜け、細胞内に入ることができます。


- 1 細胞内に侵入したリガンドが、細胞質の中にあるレセプターと結合 リガンドが細胞内に一旦入ると、Ahレセプター(AhR)と可逆的に結合しま す。リガンドを鍵、AhRを錠に例えるとリガンドは、錠(AhR)を開け活性化さ せる正しい鍵となります。
- 2 リガンドとレセプターの複合体を核の中に運搬するタンパク質= ARNTがリガンド-Ahレセプター複合体にさらに結合

リガンドがレセプターと結合してAhR複合体ができると、AhRの形が変化し 、細胞の核に運搬されます。

- 3 リガンド、Ahレセプター、ARNTの三者複合体が核の中に移行 核内では、活性化したAhRがAhR核運搬プロテイン(ARNT)と呼ばれるタ ンパク質と三者複合体を形成します。AhR-ARNTは、DNAの特定の配列を 認識して結合します。このDNAの配列は、XRE: Xenobiotics Responsive Elements (異物応答配列)と呼ばれます。
- 4 複合体が、XREに結合し、CYP1A1あるいは、その他のタンパク 質の合成を指令

活性化したAhR-ARNTがXREと結合すると、XRE下流のAhR-ARNTのコントロール下にある遺伝子が転写されます。

- 5 複合体がXREに結合すると、組み替えられた遺伝子からルシフェラー ぜが合成される
- 6 各々の遺伝子のもつ情報がmRNAに転写される 転写され、できたメッセンジャーRNA(mRNA)は、核外に運搬され細胞質に入ります。
- 7 mRNAの情報をもとにタンパク質が合成される=翻訳 細胞質の中でmRNAは翻訳されます。
- 8 ④からはCYP1A1、あるいはその他のタンパク質が合成される 新しいタンパク質が合成されます。このタンパク質がダイオキシン類の毒性発現 と考えられています。
- ⑤からはルシフェラーゼが合成される。ここにより蛍光基質を加えることにより、その活性を測定することができる



元図: Xenobiotic Detection Systems inc. / 制作: 株式会社 日吉

## CALUX細胞メカニズム

一方、CALUXの細胞はホタルルシフェラーゼ遺伝子の上流域に4個のダイオキシン応答配列DREを含むCYP1A1ダイオキシン応答領域を持つプラスシドPGudLuc6.1をマウス肝ガン細胞Hepa1c1c7に導入したダイオキシン類応答性組換え細胞HIL6.1c2です。この細胞により、ホタルの光を発生させる酵素であるルシフェラーゼを作ります。この結果、CALUX Assayでは、組み換え細胞をリガンドに触れさせることにより

- ① ルシフェラーゼの合成が指令されます。
- ② ルシフェラーゼが合成され、そこへ蛍光基質を加え測定することによりルシフェラーゼの発光量から試料中のダイオキシンTEQ濃度がわかるというしくみです。